

Catálogo Varillas Auditivas **MULTIACÚSTICA 2023**




Índice

Multiacústica es más que un nombre, es el lugar donde poder disfrutar y emocionarse a través de la **Audioemoción**, es mejorar la comunicación entre personas.

- 01 Bruckhoff:**
Varillas de conducción ósea la belle, sistema de audición infantil óseo y sistema auditivo headset
- 02 Autel:**
Varillas auditivas óseas y frentes y extensores de gafas para beta flex extend
- 03 Tarifas**

Bruckhoff: Una marca de Audia Akustik, desarrolla y produce sistemas auditivos para gafas. Entre los productos propios más conocidos están los audífonos la belle y los productos del campo de la conducción ósea



Varillas de conducción ósea

La belle BC Delta

Integra los audífonos en las gafas. Una solución individual y casi invisible. La exclusiva combinación de audífonos y gafas es pionera en el ámbito de los sistemas de audición de conducción ósea. Un sistema discreto y cómodo de llevar.



Características generales:

- Fácil de usar
- Sonido natural
- Ajuste automático de inteligibilidad auditiva
- Audición perfecta en entornos ruidosos
- Reducción de ruido ambiente
- Dos niveles de cancelación de retroalimentación
- Compatible con NOAH y NOAH Link

2 módulos disponible


- La belle BC Delta 50
- La belle BD Delta 70

Datos técnicos	La belle BC Delta 50	La belle BC Delta 70
Máxima presión de salida LA max (db)	128	128
Ganancia máxima	61	61
Ruido de entrada (db)	29	29
Rango de frecuencia (Hz)	250-6000	250-6000
Corriente de funcionamiento (mA)	1.8	1.8



Características específicas	La belle BC Delta 50	La belle BC Delta 70
Varilla digital con 16 canales	X	X
6 programas manuales	X	X
Generador de tonos in situ	X	X
Reductor de ruido viento	X	X
Reductor de ruido	X	X
1 micrófono	X	
2 micrófonos con direccionamiento fija o adaptativa		X
Botón para cambio de programa	X	X
Cancelador de Feedback	4a generación	4a generación
Registro de datos	X	X
Control de volúmen	X	X
Tono de batería baja	X	X
Tono cambio de prográma	X	X
Telecoil	X	X
Tipo de pila 312	X	X
Software de Bruckhoff, Hi-pro y cables de programación	X	X
Por trimmers	X	X
Compatible con Noah 4.4.0	X	X

Composición		La belle BC Delta 50	La belle BC Delta 70
A	Sistema de click	X	X
B	Tapa de carcasa	X	X
C	Alojamiento del amplificador	X	X
D	Control de volúmen	X	X
E	Portapilas	X	X
F	Alojamiento del conductor (vibrador)	X	X
G	Botón Telecoil	X	X
H	Botón camnio de programa	X	X



Junior: Sistema de audición Infantil de conducción ósea

Es un sistema de audición ósea totalmente digital. Es especialmente ligero y potente. Está compuesto únicamente por una carcasa pequeña y discreta con un auricular minúsculo.



Características generales:

- Casi imperceptible al niño
- Cómodo de llevar
- Siempre bien colocado en la cabeza, de forma automática
- Casi invisible para el resto
- Manejo sencillo
- Seguro infantil extra
- Posibilidad de conexión inalámbrica con sistemas FM

2 módulos disponibles


- Junior Delta 50
- Junior BD Delta 70

Datos técnicos		DIN EN 60118
Máxima presión de salida LA max	dB	128
Ganancia máxima	dB	61
Ruido de entrada	dB	29
Rango de frecuencia	Hz	250-6000
Corriente de funcionamiento	mA	1.8

Características específicas	La belle BC Delta 50	La belle BC Delta 70
Varilla digital con 16 canales	X	X
6 programas	X	X
Generador de tonos in situ	X	X
Reductor de ruido viento	X	X
Reductor de ruido		X
1 Micrófono	1	2
Botón para cambio de programa	X	X
Cancelador de Feedback	4a generación	4a generación
Registro de datos	X	X
Control de volumen	X	X
Tono de batería baja	X	X
Tono cambio de programa	X	X
Telecoil	X	X
Tipo de pila 312	X	X
Audio Input	X	X
Software de Bruckhoff, Hi-pro y cables de programación	X	X
Compatible con Noah 4.4.0	X	X

Composición	La belle BC Delta 50	
A	Portapilas	X
B	Tronillo de bloqueo	X
C	Control volumen	X
C	Botón cambio de programa	X
D	Conductor (vibrador)	X
E	Sujetador (parte superior)	X
F	Conexión de programación	X
M	Micrófono	X
M2	Micrófono posterior	X

Composición	La belle BC Delta 70	
A	Tapa de carcasa	X
B	Conexión de programación	X
C	Control volumen	X
D	Tronillo de bloqueo	X
E	Portapilas	X
F	Conductor (vibrador)	X
G	Sujetador (parte superior)	X
H	Botón cambio de programa	X
M1	Micrófono frontal	X
M2	Micrófono trasero	X



HeadSet

Sistema auditivo de Conducción Ósea

El módulo vibrador está montado en una diadema metálica. Debido a la composición del módulo auditivo, el sistema se coloca fácilmente, es ligero y discreto.



Modelo disponible

- Headset BC 50

Datos técnicos		DIN EN 60118-7
Máxima presión de salida LA max	dB	128
Ganancia máxima	dB	61
Ruido de entrada	dB	29
Rango de frecuencia	Hz	250-6000
Corriente de funcionamiento	mA	1.8




Bruckhoff

Autel

Tarifas

Características específicas	La belle BC Delta 50
Varilla digital con 16 canales	X
6 programas	X
Generador de tonos in situ	X
Reductor de ruido viento	X
Micrófono	1
Cancelador de Feedback	4a generación
Registro de datos	X
Control de volumen	X
Tono de batería baja	X
Tono cambio de programa	X
Telecoil	X
Tipo de pila 312	X
Audio Input	X
Software de Bruckhoff, Hi-pro y cables de programación	X

Composición		La belle BC Delta 50
A	Diadema ajustable	X
B	Portapilas	X
C	Control de volumen	X
D	Conexión de programación	X
E	Amplificador	X
F	Tapa de carcasa	X
G	Botón cambio de programa	X
H	Conductor (vibrador)	X
M1	Micrófono frontal	X



Autel: Empresa con más de cuarenta años de experiencia en la investigación de soluciones innovadores en el campo de los audífonos. Disponen de una amplia gama de productos que aúna las máximas prestaciones y un diseño cuidado en cada detalle, elaborados con excelentes materiales.



Bruckhoff

Autel

Tarifas

Varillas auditivas de conducción ósea

Las varillas auditivas de Autel disponen de un innovador proceso de deformación en frío que permiten al profesional conseguir una mayor precisión de aplicación respecto a sistemas tradicionales.



2 Modelos disponibles

- Beta Flex Extend DGT4
- Beta Power Extend DGT4

Características	DGT 4
Trimmer	4
Control de graves y agudos	X
Control de entrada, volumen y potencia	X
Pulsador m-T	X
Micrófono de alta inmunidad GSM	X
Indicador acústico de batería baja	X

Datos técnicos	Beta Flex Extend DGT 4	Beta Power Extend DGT 4
Nivel de fuerza en salida máxima dB	108	115
Nivel de sensibilidad mecánica-acústica (AMSL) dB	37	48
Rango de respuesta en potencia Hz	250-5000	250-4500
Nivel de ruido equivalente en entrada dB	28	35
Sensibilidad máxima de la bobina (10 mA/m) dB	67	79
Distorsión armónica total (500/800/1600) hZ	<2,5/0,2/0,1 %	<2,5/0,2/0,1 %
Corriente de funcionamiento mA	1,6	1,5
Tipo de pila	675	675
Duración de la pila (h)	310	310
Frecuencia de referencia Hz	1600	1600

Serie Basic Para hombre



Gerard

Tamaño	L (mm.)	H (mm.)	D 8mm.)	Colores
51	51	39	129	Oro y plata
53	51,5	39,5	128	Oro, plata y marrón
55	54,5	42	132	Marrón y bronce



Daniel

Tamaño	L (mm.)	H (mm.)	D 8mm.)	Colores
52	52,5	35	124	Oro con marrón
54	54,5	37,5	128	
56	56,5	39,5	132	




Romeo

Tamaño	L (mm.)	H (mm.)	D 8mm.)	Colores
52	52,5	40	122	Oro con marrón
54	54	41,5	126	
56	56,5	43,5	127,5	



Emil

Tamaño	L (mm.)	H (mm.)	D 8mm.)	Colores
52	52	39,5	126	Oro Plata y marrón Marrón
54	53	42	129	
56	55	43,5	137,5	



¿Cómo tomar la medida del frente?

L Anchura del cristal
 H Altura del cristal
 D Distancia entre bisagras

Betaflex EXTEND BASIC

Serie Basic Para mujer



Dayana

Tamaño	L (mm.)	H (mm.)	D 8mm.)	Colores
50	50	34	130	Oro y plata
52	51	34,5	130	




Lara

Tamaño	L (mm.)	H (mm.)	D 8mm.)	Colores
48	47	37	117	Oro con marrón
50	49,5	39	122	
52	51,5	41	125	
54	53,5	43,5	128	



Stefy

Tamaño	L (mm.)	H (mm.)	D 8mm.)	Colores
52	52	40	133	Oro
54	54	42	133,5	Oro con marrón Oro con negro



¿Cómo tomar la medida del frente?

L Anchura del cristal
H Altura del cristal
D Distancia entre bisagras

Extensores Serie Basic



Negro



Dorado

Betaflex EXTEND BASIC

Serie Elegance Para hombre



Celesis

Tamaño	L (mm.)	H (mm.)	D 8mm.)	Colores
52	51	32	120	Oro, plomo y plata
54	53	34	124	
56	55	36	128	



Alex

Tamaño	L (mm.)	H (mm.)	D 8mm.)	Colores
52	51	31	127	Oro, plomo y plata
54	53	32	132	
56	55	34	136	

Serie Elegance Para mujer



Sistina

Tamaño	L (mm.)	H (mm.)	D 8mm.)	Colores
52	51	33	122	Oro, plomo y plata
55	54	35	129	



Sara

Tamaño	L (mm.)	H (mm.)	D 8mm.)	Colores
52	51	37	126	Negro, violeta y rosa
55	54	40	131	

Extensores Serie Elegance



Negro



Niquel



Dorado

Betaflex EXTEND ELEGANCE

Varillas auditivas via osea Bruckhoff

Modelo varillas	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
LA BELLE BC DELTA 50	M1600A	2.670 €	2.937 €
LA BELLE BC DELTA 70	M1800A	3.000 €	3.300 €
LA BELLE JUNIOR BC DELTA 50 con banda elástica	M1700A	2.840 €	3.124 €
LA BELLE JUNIOR BC DELTA 70 con banda elástica	M1900A	3.170 €	3.487 €
LA BELLE BC DELTA 50 con diadema	M1700A	2.840 €	3.124 €

Varillas auditivas vía ósea Autel

Modelo varillas	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
Beta Flex Extend DGT4	M870A	1.450 €	1.595 €
Beta Power Flex Extend DGT4	M920A	1.535 €	1.689 €

Extensores Autel

Modelo varillas	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
Extensores Serie Basic	M34A	57 €	69 €
Extensores Serie Elegance	M98A	165 €	200 €

Varilla pasiva Autel

Modelo varillas	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
Dummy Extend Standard	M58A	97 €	117 €
Dummy Extend Power	M58A	97 €	117 €

Frentes Autel

Modelo varillas	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
Serie Basic	M85A	142 €	172 €
Serie Elegance (Modelo Sistina, Celesis y Alex)	M123A	205 €	248 €
Serie Elegance (Modelo Sara)	M153A	255 €	309 €

¿Cómo realizar pedidos?



Ponte en contacto con tu comercial



Escríbenos a multiacustica@multiacustica.com



Llámanos al 965 984 519



¡Escríbenos!

Condiciones generales

Condiciones generales de venta:

Garantía de compra de 3 años a partir de la fecha de venta.

Presentación Estándar: Estuchado de fabricante.

Condiciones de envío:

Envíos a Multiacústica por cuenta del cliente.

Envíos a Multiacústica por Chronoexpress con cargo al cliente.

Condiciones garantía de reparación:

Garantía de 90 días, a partir de la fecha de la última reparación, incluyendo la mano de obra y los componentes que hayan sido anteriormente reparados.

Condiciones de devolución:

Se aceptarán las devoluciones siempre y cuando el terminal de la varilla, componentes y embalaje original se encuentren en perfecto estado, y no hayan sido manipulados.

Tiempo para la devolución: 30 días.

Información adicional:

Se incluye en el precio el primer montaje de las varillas óseas y aéreas.

No incluye el precio de la montura para la marca Bruckhoff.

Impuestos:

IVA 10%: Dispositivos auditivos.

IVA 21%: Servicio técnico y accesorios.



Contacta con Multiacústica

Departamento comercial:

Levante: T. 660 539 015 - ventas@multiacustica.com
Centro: T. 663 878 354 - ventasmn@multiacustica.com
Noroeste: T. 661 723 275 - ventasno@multiacustica.com
Noreste: T. 666 595 286 - ventasne@multiacustica.com
Sur: T. 616 045 553 - ventasur@multiacustica.com

Departamento de Atención al Cliente:

Levante y Noroeste: T. 692 941 732 - gestioncliente@multiacustica.com
Centro, Sur y Noreste: T. 686 817 140 - atencioncliente@multiacustica.com

Departamento de Marketing y Comunicación:

T. 646 009 816 / 674 263 886 - marketing@multiacustica.com

Departamento Técnico y Formación:

T. 695 798 069 - tecnicoyformacion@multiacustica.com

Departamento de Administración:

T. 686 817 228 - multiacustica@multiacustica.com

Gerencia:

T. 669 656 587 - miguelv@multiacustica.com



Encuétranos en nuestras plataformas:



www.multiacustica.com



[@multiacustica](https://www.facebook.com/multiacustica)



[@multiacustica](https://www.instagram.com/multiacustica)



[Multiacústica](https://www.linkedin.com/company/multiacustica)

Multiacústica no asume responsabilidad legal o responsabilidad en la precisión, errores de mecanografía o de cualquier información en las hojas de esta tarifa. La información que en este catálogo se incluye era correcta a nuestro leal saber y entender en el momento de la impresión.



multiacústica

Audífonos y Ayudas Auditivas